

# Diamantpolierer für die Zahnarztpraxis | Diamond Polishers for dental cabinet


## Diamantpolierer für Komposit | Diamond Polishers for composite

KKD® DIA-TWIST-Polierer für das Winkelstück | polishers for RA

**NEU / NEW!**  
Eine Form - Viele Möglichkeiten.  
One shape - Multiple Possibilities.

Die neuartige Form mit flexiblen Polierlamellen bietet dem Behandler verschiedene Anwendungsvorteile für eine noch einfachere Politur aller gängigen Kompositrestaurationen in zwei speziell aufeinander abgestimmten Schritten. Die besondere Form mit Diamantkörnung sorgt für glänzende Ergebnisse in kürzester Zeit.

The innovative shape with flexible polishing spirals offers various application benefits to the dentist for an even easier polishing of all composite restorations. KKD® Dia-Twist is applied in two steps that are adapted to each other for excellent polishing results. Besides the special shape, the employed diamond abrasive leads to high lustre surfaces combined with short application times. The applicability on all common composites and the high efficiency are features of this innovative polishing system.



10.000 - 12.000 min<sup>-1</sup>

**STARTER-SET 2 x 3 St./pcs.**

14 x 1,6 mm



mittel/ medium      fein/ fine

REF 23360S

Mit der Vorpoliertstufe lassen sich, bei sehr kurzer Bearbeitungszeit, Oberflächenrauheiten reduzieren und die Kompositoberfläche für die finale Politur vorbereiten.

Die Hochglanzpolierstufe sorgt anschließend für glänzende Oberflächen. Hauptmerkmal der neuen KKD® Dia-Twist ist die hohe Flexibilität. Die Polierlamellen passen sich jeder Oberflächenstruktur an, wodurch sich alle Zahnoberflächen gleichermaßen gut polieren lassen. Somit wird auch die Politur in schwer zugänglichen Bereichen wie der Okklusion deutlich vereinfacht.

Ein weiterer Vorteil bei der Anwendung von KKD® Dia-Twist liegt in der Erhaltung der ursprünglichen Oberflächenstruktur der Restauration. Nach der Modellation der Kompositoberfläche mit Metallinstrumenten wird diese bei der Politur durch die Flexibilität der Lamellen kaum modifiziert. Durch die Anwendung von nur zwei Polierern für alle Kompositoberflächen wird die Politur deutlich vereinfacht und verkürzt. Zahnärzte loben weiterhin die sehr gute Standzeit. Auch das Durchlaufen vielfacher Aufbereitungszyklen beeinflusst die Leistungsfähigkeit der KKD® Dia-Twist nicht. Sehr gute Polierergergebnisse, eine einfache & flexible Anwendung und eine außergewöhnlich hohe Standzeit zeichnen KKD® Dia-Twist aus.

The pre-polishing step reduces all surface defects and prepares it for the final polishing. Subsequently the second step brings high lustre to any composite surface. Key characteristic of KKD® Dia-Twist is the unique flexibility. The polishing spirals adapt to any type of surface structure. Thereby all tooth surfaces can be polished equally well with just one shape. Even the polishing of the occlusion is considerably simplified. An additional advantage in the application of KKD® Dia-Twist is the maintenance of the initial surface structure. After the modellation of the composite surface with a metal instrument, the polishing process with the flexible spirals does barely alter the created structure. By the application of only two polishers for all composite surfaces, the polishing process is simplified and shortened considerably. Furthermore, dentists appreciate the excellent durability of the polishing system. Even multiple sterilization cycles do not alter the effectiveness of KKD® Dia-Twist. Excellent polishing results, simple and flexible application and an excellent durability are the key features of KKD® Dia-Twist.

KKD® DIA-TWIST für das Winkelstück | for RA

- Flexible Polierlamellen
- Anwendung auf jeder Oberflächenstruktur
- Sterilisierbar & wiederverwendbar
- Für alle Komposite geeignet
- Durch Zahnärzte bestätigte Langlebigkeit
- Speziell geeignet für die Okklusionsfläche
- Modellation der Zahnstruktur wird erhalten
- flexible polishing spirals
- application on any surface structure
- sterilisable & reusable
- suitable for all composites
- excellent durability proven by dentists
- specially suitable for occlusions
- modellation of tooth structure is maintained

14 x 1,6 mm



6 St. / pcs.    10 St. / pcs.  
REF 23361    REF 23362

LABIAL



OKKLUSAL



INZISAL



6 St. / pcs.    10 St. / pcs.  
REF 23363    REF 23364

APPROXIMAL



BUKKAL



LINGUAL



KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH  
Mühlgraben 36  
73479 Ellwangen / Jagst

Telefon: +49 (7961) 9073-0  
Fax: +49 (7961) 52031

e-Mail: info@kkd-topdent.de

CE 0483

www.kkd-topdent.de



Gemeinsam für gesunde Zähne  
Together for healthy teeth