

## KKD® *mf* Easy Clean CMT Composite-Modellierinstrumente mit TiN-Antihftbeschichtung KKD® *mf* Easy Clean CMT composite modelling instruments with TiN-non stick coating

Die Titannitrid (TiN) Beschichtung hat einen niedrigen Reibungskoeffizienten; somit klebt das Material nicht am Instrument. TiN ist chemisch unempfindlich in verschiedenen Korrosionsmedien. Abriebsfest, kratzfest, erhöhte Korrosionsbeständigkeit, langzeit- und glanzstabil, biokompatibel.  
The Titanium-Nitride coating has a low friction coefficient preventing sticking of the material onto the instrument. TiN is chemically non-sensitive in different corrosion media. Abrasion-resistant, scratch-resistant, high corrosion resistance, long-lasting, biocompatible.

- keine Verfärbungen im Composite / no discolorations of the filling materials
- auf Anfrage auch Sonderkombinationen möglich! / special tip combinations available on demand!

CMT-1 Modellierspatel – lang 2,0 mm / modelling spatula – long – 2.0 mm

REF 12301



CMT-2 Modellierspatel – lang 1,5 mm / modelling spatula – long 1.5 mm

REF 12302



CMT-3 Modellierspatel – kurz – 1,8 mm / modelling spatula – short – 1.8 mm

REF 12303



CMT-4 Kugelstopfer Ø 2,4 und 1,8 mm / ball plugger Ø 2.4 and 1.8 mm

REF 12304



CMT-5 Kombi Modellierinstr. / Kugelstopfer Ø 1,8 mm / modelling instr. / ball plugger combination – Ø 1.8 mm

REF 12305



CMT-6 Modellierinstrument – groß – klein / modelling instrument – large – small

REF 12306



CMT-7 Zylinderstopfer – Ø 1,8 mm – Ø 1,2 mm / cylindric plugger – Ø 1.8 mm – Ø 1.2 mm

REF 12307



KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH  
Mühlgraben 36  
73479 Ellwangen / Jagst

Telefon: +49 (7961) 9073-0  
Fax: +49 (7961) 52031

e-Mail: [info@kkd-topdent.de](mailto:info@kkd-topdent.de)



 **Gemeinsam für gesunde Zähne**  
Together for healthy teeth

[www.kkd-topdent.de](http://www.kkd-topdent.de)

KENTZLER  
KASCHNER  
DENTAL

