

TOPDENT PERLADIA

Schleifgummi mit großem Füllgehalt
hochreiner Diamanten

NEU

Durch die einzigartige Klebtechnik
von Gummi und Diamanten erreicht
der PERLADIA gleichzeitiges

**Abtragen und Polieren von Zirkon,
Presskeramik und Keramik in einem
Arbeitsgang** auf Nanoebene.

Die Plaqueeanhftungen an keramischen
Restaurationen werden dadurch sehr
gering gehalten.

- Lange Lebensdauer
- hochwertige Qualität und Verarbeitung
- Nutzungsbereich bis zum Kern (Mandrell)
- effizienter Abtrag bei gleichzeitiger Nano-Politur
- geringe Wärmeentwicklung durch einen hohen Diamantanteil



Linse dunkelbraun
Ø 25 mm
REF 20630



Spitze dunkelbraun
Ø 5 mm, L 12 mm
REF 20631

Linse rosa
Ø 25 mm
REF 20650



Spitze rosa
Ø 5 mm, L 12 mm
REF 20651

dunkelbraun = mittlere Körnung
Hoher Abtrag bei gleichzeitiger Politur

rosa = feine Körnung
Geringer Abtrag bei gleichzeitiger Hochglanzpolitur